

Quick Protocol

آماده سازی واکنش PCR برای HLA B-5 و HLA B-51

مراحل کار

آماده سازی واکنش PCR برای HLA B-5 و HLA B-51

- مقدار ۶ میکرولیتر از Master Mix B-5, B51 را درون میکروتیوب اضافه کنید.
 - مقدار ۲/۷ میکرولیتر از Primer Mix B-5 یا مقدار ۲/۷ میکرولیتر از Primer Mix B-51 را اضافه کنید.
 - ۱۰۰-۵۰۰ نانوگرم از نمونه خود را درون هر میکروتیوب اضافه کنید. سپس تا حجم نهایی ۱۲ میکرولیتر آب نوکلئاز فری اضافه کرده، سپس پیپتاژ کنید (جدول ۱ و ۲).
- نکته:** از DNA با غلظت پایتتر استفاده نکنید.
- محلول داخل میکروتیوب را اسپین کنید و درهای تیوب ها را ببندید یا اگر از پلیت استفاده می کنید، با استفاده از فویل چسبدار PCR، پلیت را کامل سیل کنید.
 - پلیت / میکروتیوب را درون دستگاه ترموسایکلر قرار دهید و برنامه را اجرا کنید (جدول ۳ را ببینید).

جدول ۱: آماده سازی واکنش PCR برای HLA B-5

Component	Volume (1 Reaction)
B-5 Master Mix, 2X	6µl
B-5 Primer Mix	2.7µl
Sample	100-500ng
ddH2O	To 12µl
Final Volume	12µl

جدول ۲: آماده سازی واکنش PCR برای HLA B-51

Component	Volume (1 Reaction)
B-51 Master Mix, 2X	6µl
B-51 Primer Mix	2.7µl
Sample	100-500ng
ddH2O	To 12µl
Final Volume	12µl

جدول ۳: برنامه PCR برای HLA B-51 و HLA B-5

Cycles	Step Name	Temperature	Duration
1	Initial Incubation	25°C	3min
1	Initial Denaturation	96°C	2min
10	Denaturation	94°C	10sec
	Annealing	65°C	1min
20	Denaturation	94°C	10sec
	Annealing	61°C	50sec
	Extension	72°C	30 sec
1	Final Extension	72°C	5min
1	Store	4°C	----

آگارز ژل الکتروفورز

محصولات PCR با استفاده از آگارز ژل الکتروفورز و سپس تشخیص باند های DNA توسط نور UV، شناسایی می شوند.

آماده سازی ژل آگارز ۲٪ (وزنی/حجمی)

- ۲ گرم از پودر آگارز را در ۱۰۰ میلی لیتر از بافر TAE, 1X حل کنید (TAE, 10X, Filtered, Sterile, Molecular Cat NO: BU983104).
- پودر آگارز بایستی به طور کامل توسط جوشیدن در مایکروویو و یا روی دستگاه هیتر، ذوب شود. بطور مداوم به هم بزنید. اگر تبخیری رخ داد، دوباره با آب نوکلئاز فری پر کنید.

ریختن ژل داخل سینی

- ژل آگارز گرم شده را تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد سرد کنید.
- حداقل ۲ میکرولیتر Safe Stain را به آگارز اضافه کنید. تا زمانی که Safe Stain کاملاً مخلوط شود، هم بزنید.
- روی یک سطح متعادل، سینی ژل همراه با شانه را قرار دهید.
- به اندازه ای که ضخامت ژل ۵ میلیمتر باشد، ژل داخل سینی بریزید.
- اجازه دهید ژل ببندد.










آگارز ژل الکتروفورز

- ژل را در بافر TAE, 1X درون الکتروفورز، قرار دهید.
 - به آرامی در میکروتیوب را باز کنید.
 - ۵ تا ۸ میکرولیتر از محصول PCR را درون هر یک از چاهک های روی ژل، ران کنید.
- نکته: محصولات PCR مربوط به HLA B-5 و HLA B-51 با Cresol red رنگدار شده اند. نیازی به "Loading buffer" یا رنگ اضافی نمی باشد.
- اختیاری: لدر (Ladder)، ۵۰bp و یا ۱۰۰ bp در یکی از چاهک های هر ردیف ران کنید.
- ژل را با ولتاژ 115V AC به مدت ۲۰ (۲۵) دقیقه، یا تا زمانی که محصولات PCR دو سوم (۲/۳) از طول ژل را طی کرده باشند، الکتروفورز کنید.
 - منبع تغذیه را خاموش کنید.
 - ژل به UV transilluminator انتقال دهید.
 - از ژل، بدون سینی ژل، عکس بگیرید.
 - عکس را علامت گذاری کنید.

ارزیابی نتایج










محصولات PCR اختصاصی HLA و متعلق به کنترل داخلی، در ژل در زیر نور UV دیده می شوند. HLA B-51 و HLA B-5 Primer Mix حاوی پرایمر های کنترل است که یک قطعه ۷۹۶ bp از هورمون های رشد انسانی (HGH) را تکثیر می کنند (در نمونه های غلظت پایین شما ممکن است یک باند غیر اختصاصی در ۱۲۵۰ bp مشاهده کنید که این باند تاثیری روی تشخیص شما ندارد). غلظت این جفت پرایمر ها کمتر از پرایمر های اختصاصی آلل است. این تکثیر همیشه رخ می دهد و هدف، تایید انجام PCR موفق می باشد. بنابراین باند کنترل می تواند در تمامی واکنش های PCR دیده شود. باند کنترل می تواند ضعیف باشد یا در حضور محصول PCR آلل خاص HLA اصلا دیده نشود که محدودیت نمی باشد. ترکیب پرایمر ها امکان شناسایی فرد مثبت را می دهد. تفسیر بر اساس این است که آیا یک باند خاص در ژل وجود دارد یا خیر. اندازه قطعات DNA تکثیر شده در هنگام ارزیابی آزمون نیازی نیست که مورد توجه قرار بگیرد، با این وجود ممکن است برای تفسیر آزمون مفید باشد. برای ارزیابی، الگوی باند های خاص به تفسیر ژل توجه شود. نتیجه تایپ با استفاده از الگوی واکنش خوانده می شود.

تفسیر ژل

واکنش	مثبت	منفی	بدون تکثیر	اندازه (bp)
چاهک ژل				-
باند کنترل			None	۷۹۶
باند اختصاصی		None	None	۴۵۱
دایمر پرایمر				≤۱۰۰

شکل ۱: نمودار مختصری از نتایج احتمالی B-51 typing در آنالیز ژل

نکته: در نمونه های غلظت پایین شما ممکن است یک باند غیر اختصاصی در bp ۱۲۵۰ مشاهده کنید که این باند تاثیری روی تشخیص شما ندارد)

واکنش	مثبت	منفی	بدون تکثیر	اندازه (bp)
چاهک ژل				-
باند کنترل			None	۷۹۶
باند اختصاصی		None	None	۴۰۱
دایمر پرایمر				≤۱۰۰

شکل ۲: نمودار مختصری از نتایج احتمالی B-5 typing در آنالیز ژل

نکته: در نمونه های غلظت پایین شما ممکن است یک باند غیر اختصاصی در bp ۱۲۵۰ مشاهده کنید که این باند تاثیری روی تشخیص شما ندارد و می توانید آن را نادیده بگیرید.

برای تفسیر نتایج مهم است که آیا باند در ژل وجود دارد یا خیر. ترکیب باندهای مثبت، خصوصیات HLA را شناسایی می کند. اندازه قطعات (با استفاده از Ladder) می تواند به تفسیر نتایج کمک کند، اما برای ارزیابی آزمون ضروری نیست. به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که نتایج بر اساس باندهای مثبت کاذب ناشی از واکنش های غیر اختصاصی یا پرایمرهای اختصاصی که از یک تیوب به دیگری منتقل می شود، نمی باشد.