

### آماده سازی بافرها

جدول ۱: آماده سازی اجزای واکنش به ازای یک واکنش

حجم	اجزاء واکنش
۱۰µl	<b>Pro MTB Mix</b>
۵µl	<b>Q-ROMAX, 4X</b>

جدول ۲: برنامه دمایی برای یک ران PCR

مرحله	زمان	دما	تعداد سیکل
فعال شدن آنزیم پلیمراز	۳ دقیقه	۹۵ درجه سانتی گراد	۱
واسرشته شدن	۱۰ ثانیه	۹۵ درجه سانتی گراد	۴۵
اتصال و تکثیر اسید نوکلئیک (اندازه گیری میزان فلورسانس در کانال های سبز، زرد)	۴۰ ثانیه	۶۰ درجه سانتی گراد	

### پروتکل

همه بافرها را به طور کامل ذوب کرده و به دمای اتاق برسانید (۱۵-۲۰°C). بعد از ذوب همه بافرها را توسط پیپت کردن مداوم و ورتکس مختصر مخلوط کنید. سریع کار کنید و همه بافرها را در بلوک یخ قرار دهید. حجم کلی DNA در این تست باید ۵µl باشد. واکنش PCR را آماده سازی و سپس با Real Time-PCR اجرایی کنید.

### محتویات کیت

اجزاء کیت	۲۵ واکنش	۱۰۰ واکنش
<b>Pro MTB Mix</b>	۲۵۰µl	۱۰۰۰µl
<b>Q-ROMAX, 4X</b>	۱۲۵µl	۵۰۰µl
<b>MTB Positive Control</b>	۴۰µl	۱۵۰µl
<b>Negative control</b>	۴۰µl	۱۵۰µl

### اقدامات پیشنهادی کار با مواد قبل از شروع واکنش

قبل از شروع مراحل کار، لطفاً همه دستورالعمل‌های ایمنی کار با MTB را مطالعه کنید. قبل از شروع هرگونه تست، هرکدام از ترکیبات کیت باید ذوب، ورتکس و سانتریفیوژ شوند. از ذوب و فریز مکرر نمونه‌ها بپرهیزید.

### قبل از شروع کار

ترکیبات کیت را خارج کنید و بر روی میز کار قرار دهید. اجازه دهید بافرها به دمای محیط برسند و سپس به صورت مختصر هر تیوب را برای استفاده بعدی ورتکس کنید.

## Viga MTB Molecular Diagnostic Kit

Store at -20 to -25°C

In darkness

100 rxn

Cat No: MD003054


25 rxn

Cat No: MD003057

By ROJE

Edition, 02/2022

2022 ROJETechnologies, all rights reserve



شکل ۱: مراحل آماده‌سازی بافرها و اجرای برنامه PCR و تفسیر نتایج حاصل.